

Anticorpo Policlonal Anti-Nudt18 Para Wb, Elisa - Q6Zvk8

Número do item: CM0028240



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NUDT18 humano (MTH3), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de danos ao DNA/RNA e metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para NUDT18
Observações/Apelido	MTH3; NUDT18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79873
GeneID	79873
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do NUDT18 humano (NP_079091.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZVK8
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo