

Anticorpo Policlonal Anti-Nudt2 Para Wb, Elisa - P50583

Número do item: CM0026982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NUDT2 validado para WB e ELISA. Reconhece NUDT2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da função da Ap4A hidrolase, descapagem de RNA e distúrbios neurológicos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDT2 Rabbit pAb (Anticorpo Policlonal de Coelho)
Observações/Alias	APAH1; IDDPN; NUDT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	318
GeneID	318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 da NUDT2 humana (NP_001152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50583
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo