

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nudt21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43809

Número do item: CM0029014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NUDT21 para Western blot, IHC e ELISA. Detecta NUDT21 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar clivagem e poliadenilação de pré-mRNA e pesquisa de poliadenilação alternativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NUDT21
Observações/Apelido	CPSF5; CFIM25; NUDT21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11051
GeneID	11051
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 do NUDT21 humano (NP_008937.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43809
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo