


Anticorpo Policlonal Anti-Nudt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53370

Número do item: CM0018311



introdução

O NUDT6 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado ao NUDT6 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. O NUDT6 hidrolisa NADH e FAD e pode regular a proliferação celular, tornando-o valioso para estudos de metabolismo de nucleotídeos e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDT6 Rabbit pAb
Observações/Alias	GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11162
GeneID	11162
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-316 do NUDT6 humano (NP_009014.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P53370
Peso Proteico	36kDa
Transporte	Bolsa de gelo