


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nuf2 Para Wb, Elisa - Q9Bzd4

Número do item: CM0003012



introdução

Anticorpo anti-NUF2 monoclonal de coelho de alta qualidade, validado para aplicações WB e ELISA. Reage com a proteína NUF2 humana, uma proteína do cinetocoro essencial para a segregação cromossômica; peso molecular previsto de 54kDa. Ideal para pesquisa em ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUF2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Espécie	Humana
GeneID	83540
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NUF2 humano (Q9BZD4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9BZD4
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo