


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Numa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14980

Número do item: CM0011410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o NUMA1 humano (NMP-22), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos do fuso mitótico e da matriz nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUMA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NUMA; NMP-22; NUMA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4926
GeneID	4926
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2000-2100 do NUMA1 humano (Q14980).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14980
Peso da Proteína	238kDa
Envio	Saco de gelo