


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Numa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14980

Número do item: CM0015396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido a NUMA1 humana (Proteína 1 do Aparelho Mitótico Nuclear, NMP-22). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica do fuso mitótico e a organização da matriz nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUMA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4926
ID do Gene	4926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 da NUMA1 humana (NP_006176.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14980
Peso da Proteína	238kDa
Envio	Bolsa de gelo