


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Numb Para Wb, Ip, Elisa - P49757

Número do item: CM0011421



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NUMB de alta qualidade validado para WB, IP e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a proteína numb homolog (P49757), um regulador chave da endocitose e da neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUMB Rabbit mAb
Observações/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8650
GeneID	8650
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aa 1-100 do NUMB humano (P49757).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49757
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo