

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Numb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Número do item: CM0027769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NUMB humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta NUMB endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre neurogênese e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUMB Rabbit pAb
Observações/Apelido	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Espécie	Humano
ID do Gene	8650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 521-640 do NUMB humano (NP_003735.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49757
Peso Proteico	71kDa

Envio