

Anticorpo Policlonal Anti-Nup107 Para Wb, Elisa - P57740

Número do item: CM0013201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUP107 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta NUP107 em amostras humanas, de rato e de camundongo. NUP107 é uma proteína do complexo do poro nuclear essencial para a montagem do NPC e nefrogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP107 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMO57; NUP107
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	57122
ID do Gene	57122
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 766-925 do NUP107 humano (NP_065134.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57740
Peso Proteico	106kDa
Transporte	Saco de Gelo