

Anticorpo Monoclonal Anti-Nup153 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49790

Número do item: CM0006793



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho contra NUP153 da CamelBio detecta a nucleoporina 153 humana, de camundongo e de rato (154 kDa) para Western blotting, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudar o complexo do poro nuclear, o transporte nucleocitoplasmático e as interações entre vírus e hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NUP153 Rabbit mAb
Observações/Apelido	N153; HNUP153; NUP153
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9972
GeneID	9972
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da NUP153 humana (P49790)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P49790
Peso da proteína	154 kDa
Envio	Bolsa de gelo