


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nup155 Para Wb, Elisa - O75694

Número do item: CM0004416



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NUP155 validado para Western blot e ELISA. Reconhece NUP155 humano e de camundongo, uma proteína do complexo do poro nuclear de 155 kDa essencial para o transporte nucleocitoplasmático. Ideal para estudos de biologia celular e mecanismos de transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP155 Rabbit mAb
Observações/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9631
GeneID	9631
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 901-1050 da NUP155 humana (NP_705618.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75694
Peso da Proteína	155kDa
Transporte	Saco de gelo