

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup155 Para Wb, Elisa - O75694

Número do item: CM0025416



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NUP155 humano (nucleoporina de 155 kDa), validado para Western blot (WB) e ELISA. Componente essencial do complexo do poro nuclear para o transporte nucleocitoplasmático; ideal para pesquisa IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP155 pAb de Coelho
Observações/Apelido	N155; ATFB15; NUP155
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9631
ID do Gene	9631
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1102-1391 do NUP155 humano (NP_705618.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75694
Peso Proteico	155kDa
Envio	Saco de Gelo