


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup160 Para Wb, Elisa - Q12769

Número do item: CM0030666



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-NUP160 validado para WB e ELISA com reatividade humana. Tem como alvo a proteína Nup160 do complexo de poro nuclear, uma nucleoporina de 162kDa envolvida no transporte de mRNA. Ideal para pesquisas sobre o NPC e transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NUP160 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | NPHS19; NUP160                                                                                                             |
| Espécie             | Humana                                                                                                                     |
| GeneID              | 23279                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-150 da NUP160 humana (NP_056046.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                                     |
| SWISS               | Q12769                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 162kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |