


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup205 Para Wb E Elisa - Q92621

Número do item: CM0023641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a NUP205 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar a função do complexo do poro nuclear e os mecanismos de transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP205 Rabbit pAb
Observações/Alias	NPHS13; C7orf14; NUP205
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23165
ID do Gene	23165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-120 da NUP205 humana (NP_055950.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92621
Peso Proteico	228 kDa
Envio	Embolsa de gelo