


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tem1

Número do item: CM0021245



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NUP210 (GP210, POM210), uma glicoproteína de membrana do poro nuclear de 205 kDa. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre a montagem e o transporte do complexo do poro nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NUP210 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	GP210; POM210; NUP210
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23225
GeneID	23225
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 680-880 de NUP210 humano (NP_079199.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q8TEM1
Peso da proteína	205 kDa
Envio	Bolsa de gelo