


Anticorpo Policlonal Anti-Nup214 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35658

Número do item: CM0030911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NUP214 humano (proteína CAN). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte nucleocitoplasmático e complexos de poro nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP214 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8021
GeneID	8021
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1251-1350 do NUP214 humano (NP_005076.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35658
Peso da Proteína	214kDa
Envio	Saco de gelo