


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup35 Para Wb E Elisa - Q8Nfh5

Número do item: CM0013808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à nucleoporina humana NUP35, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de complexo de poro nuclear e transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NUP35
Observações/Apelido	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	129401
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 da NUP35 humana (NP_612142.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFH5
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de Gelo