


Anti-Nup50 Anticorpo Policlonal De Coelho - Q9Ukx7

Número do item: CM0027310



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NUP50 humano (Q9UKX7) para aplicações de WB, IHC-P, ELISA. Validado para amostras humanas, de camundongo e de rato; adequado para estudos do complexo de poro nuclear e importação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP50 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NPAP60; NPAP60L; NUP50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10762
GeneID	10762
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKX7
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo