


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nup54 Para Wb, Elisa - Q7Z3B4

Número do item: CM0015308



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NUP54 validado para WB e ELISA. Detecta a proteína NUP54 humana, de camundongo e de rato (~55 kDa). Ideal para pesquisas sobre o complexo do poro nuclear e o transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NUP54 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NUP54
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	53371
ID do gene	53371
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-400 da NUP54 humana (NP_059122.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q7Z3B4
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo