


Anticorpo Monoclonal Anti-Nup62 Para Wb, Ip, Elisa - P37198

Número do item: CM0002200



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-NUP62 validado para WB, IP e ELISA; reage com NUP62 humano, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína do complexo de poro nuclear envolvida no transporte nucleocitoplasmático e na progressão mitótica. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP62 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p62, IBSN, SNDI, NUP62
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23636
GeneID	23636
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 423-522 do NUP62 humano (P37198)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37198
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo