

Anticorpo Policlonal Anti-Nup85 Para Wb, Elisa - Q9Bw27

Número do item: CM0013040



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUP85 humano, uma proteína do complexo do poro nuclear envolvida na montagem do NPC, exportação de RNA, mitose e quimiotaxia de monócitos. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP85 Coelho pAb
Observações/Apelido	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79902
GeneID	79902
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 427-656 do NUP85 humano (NP_079120.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BW27
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo