


## Anticorpo Policlonais Anti-Nup98 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52948

Número do item: CM0014393



### introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o NUP98, uma proteína do complexo do poro nuclear envolvida no transporte nucleocitoplasmático. Validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA, ele reconhece NUP98 humano e de camundongo, sendo adequado para estudos de montagem e tráfego de NPC.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | NUP98 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 4928                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 621-920 da NUP98 humana (NP_624357.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                         |
| SWISS                | P52948                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 198kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |