

Anti-Nup98 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb - P52948

Número do item: CM0007086



introdução

mAb de Coelho anti-NUP98 validado para WB e ELISA. Detecta NUP98 endógeno em espécies humanas, de camundongo e macaco. Ferramenta essencial para estudos de transporte e montagem do complexo de poro nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-NUP98
Observações/Apelido	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Espécie	Humano
ID do Gene	4928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 712-863 do NUP98 humano (NP_001352055.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
WB, ELISA	
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Macaco
SWISS	P52948
Peso da Proteína	198kDa
Envio	Saco com gelo