


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nur77 (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - P22736

Número do item: CM0006682



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NUR77 humano (NR4A1). Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização de receptor nuclear e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb de Coelho NUR77
Observações/Apelido	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [Validado por KD] NUR77
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3164
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do NUR77 humano (NP_002126.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22736
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de Gelo