


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nur77 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

Número do item: CM0024922



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NUR77 (NR4A1) humano validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Útil para estudos de sinalização de receptores nucleares, inflamação e apoptose. Proteína de 64 kDa, enviada em bolsas de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NUR77 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3164
GeneID	3164
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do NUR77 humano (NP_002126.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22736
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo