

Anticorpo Policlonal Anti-Nusap1 Para Wb E Elisa - Q9Bxs6

Número do item: CM0019201

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NUSAP1 (aa 1-61). Validado para Western blot e ELISA. Reage com NUSAP1 humana e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre mitose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUSAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	51203
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-61 da NUSAP1 humana (NP_060924.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BXS6
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo