

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nutf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Número do item: CM0013620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NUTF2 humano (NTF2/PP15), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático. Reage cruzadamente com humanos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUTF2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10204
ID do Gene	10204
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 da NUTF2 humana (NP_005787.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P61970
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo