

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nxf1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ubu9

Número do item: CM0008727



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NXF1 (TAP) de alta qualidade validado para WB, IP e ELISA em humanos. Tem como alvo o fator de exportação de RNA nuclear 1, um receptor chave de exportação de mRNA. Peso molecular previsto de 70 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho NXF1
Observações/Apelido	TAP; MEX67; NXF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10482
GeneID	10482
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do NXF1 humano (Q9UBU9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBU9
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo