

Anticorpo Policlonal Anti-Nxt2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Número do item: CM0015571

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NXT2 humano (proteína 2 de exportação relacionada ao NTF2). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo da exportação nuclear de mRNA e proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NXT2 Rabbit pAb
Observações/Alíás	P15-2; NXT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55916
GeneID	55916
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-180 do NXT2 humano (NP_061168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NPJ8
Peso da proteína	16kDa
Transporte	Bolsa de gelo