

Anticorpo Policlonais Anti-Ny-Eso-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78358

Número do item: CM0026725



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NY-ESO-1 humano (CTAG1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa de antígenos de câncer/testículo, já que o NY-ESO-1 é expresso em diversos tipos de câncer e no testículo. Produzido contra os aminoácidos 1-100.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NY-ESO-1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1485
GeneID	1485
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NY-ESO-1 humano (NP_001318.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P78358
Peso Proteico	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo