

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ny-Eso-1 Para Wb, Elisa - P78358

Número do item: CM0002683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o antígeno de câncer/testículo NY-ESO-1 (CTAG1) humano. Validado para aplicações de WB e ELISA, detecta uma banda de 18kDa, adequado para pesquisa em oncologia e imunodiagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NY-ESO-1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1485
GeneID	1485
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NY-ESO-1 humano (P78358)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78358
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo