

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nyx Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu5

Número do item: CM0025472

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Nyctalopina humana (NYX), reativo com humanos e camundongos. Adequado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Ideal para estudos de biologia retiniana e distúrbios da visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NYX Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CLRP; NBM1; CSNB1; CSNB4; CSNB1A; NYX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60506
GeneID	60506
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-481 da NYX humana (NP_072089.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZU5
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo