

Anticorpo Policlonal Anti-Oaf Para Wb, Elisa - Q86Ud1

Número do item: CM0014758

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OAF humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com OAF de camundongo e rato. Adequado para pesquisas virais e aplicações em proteômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OAF Rabbit pAb
Observações/Apelido	NS5ATP13TP2; OAF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	220323
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-150 de OAF humano (NP_848602.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q86UD1
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo