

Anticorpo Policlonais Anti-Oas1 Para Wb, Elisa - P00973

Número do item: CM0020953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a OAS1 humana (2'-5'-oligoadenilato sintase 1), validado para Western blot e ELISA. Reage com humanos e camundongos. Essencial para pesquisa de imunidade antiviral inata e desenvolvimento de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OAS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Espécie	Humano
GeneID	4938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-364 da OAS1 humana (NP_058132.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00973
Peso da Proteína	46kDa
Transporte	Bolsa de gelo