

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oas1 Para Wb E Elisa - P00973

Número do item: CM0015205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho OAS1 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta OAS1 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de imunidade inata antiviral e da via 2-5A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OAS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4938
ID do Gene	4938
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do OAS1 humano (NP_058132.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P00973
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo