

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oas3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Número do item: CM0026785



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho OAS3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reativo de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata e antiviral. Peso proteico de 121 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OAS3 Coelho pAb
Observações/Apelido	p100; p100OAS; OAS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4940
GeneID	4940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-620 do OAS3 humano (NP_006178.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K5
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de gelo