


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oasl Para Wb, Elisa - Q15646

Número do item: CM0022738



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OASL humano (proteína semelhante à 2'-5'-oligoadenilato sintetase), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com OASL humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de imunidade antiviral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | OASL Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-oligoadenylate synthetase like                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene          | 8638                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da OASL humana (NP_003724.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                      |
| SWISS               | Q15646                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 29kDa/43kDa/59kDa                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                           |