

Anticorpo Monoclonal Anti-Oat Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Número do item: CM0009154



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra OAT (ornitina aminotransferase) humano, validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para estudar o metabolismo de aminoácidos e a função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] OAT Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	OKT; GACR; HOGA; OATASE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4942
ID do Gene	4942
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-439 do OAT humano (NP_000265.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04181
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo