

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Oat Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Número do item: CM0026423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a OAT humano (SWISS P04181). Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta OAT em humano, camundongo e rato. Indicado para estudos de metabolismo de aminoácidos e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OAT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4942
ID do Gene	4942
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04181
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Saco de gelo