

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oat3/Slc22A8 Para Wb E Elisa - Q8Tcc7

Número do item: CM0025497

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta especificamente a proteína humana OAT3/SLC22A8. Validado para Western blot (WB) e ELISA, ele visa os aminoácidos 443-542. Ideal para pesquisas sobre transportadores renais e disposição de medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OAT3/SLC22A8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OAT3; OAT3/SLC22A8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9376
GeneID	9376
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 443-542 do OAT3/SLC22A8 humano (NP_004245.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCC7
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo