

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oaz1 Para Wb, Elisa - P54368

Número do item: CM0029780



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho OAZ1 validado para WB e ELISA, reativo com Humano, Camundongo, Rato. Regula o metabolismo de poliaminas e a degradação de ODC. Imunógeno recombinante. ~25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho OAZ1
Observações/Apelido	AZ1; AZI; OAZ; OAZ1
Espécie	Humano
ID do Gene	4946
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-68 do OAZ1 humano (NP_004143.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54368
Peso Proteico	~25 kDa
Envio	Saco de gelo