


Anticorpo Policlonal Anti-Obecn Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q5Vst9

Número do item: CM0021061



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OBSCN humano, aplicável para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de músculo estriado e sarcômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OBSCN Rabbit pAb
Observações/Apelido	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84033
GeneID	84033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1621-1710 do OBSCN humano (NP_443075.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5VST9
Peso Proteico	868kDa
Envio	Saco de gelo