

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oca2 Para Wb, Elisa - Q04671

Número do item: CM0027603

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína OCA2/P humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas sobre melanogênese, pigmentação e cor dos olhos. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OCA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4948
GeneID	4948
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da OCA2 humana (NP_000266.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q04671
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo