

Anticorpo Monoclonal Anti-Ocludina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Número do item: CM0007506



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Ocludina humana (Q16625). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a biologia das junções estreitas e os mecanismos de entrada do HCV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Ocludina
Observações/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Ocludina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	100506658
ID do Gene	100506658
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 405-522AA da Ocludina humana (NP_001192183.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16625
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo