

Anticorpo Monoclonal Anti-Occludin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Número do item: CM0009469



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra a Occludina humana (Q16625). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a proteína de junção apertada; reage com humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Occludin Rabbit mAb
Observações/Apelido	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	100506658
ID do Gene	100506658
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16625
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo