

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ocludina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Número do item: CM0030566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-occludina validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para a proteína de junção apertada humana, de camundongo e rato, para pesquisa de permeabilidade paracelular e entrada do HCV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Ocludina
Observações/Apêndice	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100506658
GeneID	100506658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-522 da Occludina humana (NP_002529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de Gelo