

Anticorpo Policlonal Anti-Ociad1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Número do item: CM0017808

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OCIAD1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa com células-tronco e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-OCIAD1
Observações/Alcance	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54940
GeneID	54940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 da OCIAD1 humana (NP_060300.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NX40
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo