

Anticorpo Policlonal Anti-Ociad2 Para Wb - Q56VI3

Número do item: CM0015620

introdução

Anticorpo policlonal de coelho OCIAD2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa de montagem do complexo III mitocondrial e sinalização de STAT3.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	OCIAD2 Rabbit pAb
Observações/Alias	OCIAD2
Espécie	Humano
GeneID	132299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-99 da OCIAD2 humana (NP_689611.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q56VL3
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo