

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ocrl Para Wb E Elisa - Q01968

Número do item: CM0022459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OCRL humano (Q01968), validado para WB e ELISA. Detecta OCRL humano, de camundongo e de rato; ideal para o estudo do metabolismo de fosfato de inositol, tráfego endossômico e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OCRL Rabbit pAb
Observações/Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4952
ID do Gene	4952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da OCRL humana (NP_001578.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01968
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo